


Formularz pomiarowy dla produktów uciskowych na kończynę dolną

Warunkiem prawidłowego doboru rozmiaru produktów uciskowych jest dokładny pomiar kończyny na różnych jej poziomach. Pomiar powinien być wykonywany bezpośrednio po nocnym odpoczynku w pozycji z lekko uniesionymi kończynami.



- t** – obwód pasa
- h** – obwód bioder
- g** – obwód uda mierzony 5cm poniżej krocza
- f** – obwód w połowie uda
- e** – obwód mierzony przez środek rzepki
- d** – obwód mierzony pod kolaniem
- c** – obwód mierzony w najszerszym miejscu łydki
- b1** – obwód mierzony na ścięgnie Achillesa
- b** – obwód w kostce
- a** – obwód wokół śródstopia

Obwody [cm]

Długości [cm]

AT – długość kończyny mierzona do pasa

AG – długość mierzona 5cm poniżej krocza

AD – długość podudzia